




Vacplus®

*Комплексное снабжение клиник,
лабораторий и медицинских
учреждений вакуумными
системами завода ВЭЙХАЙ*

 HONGYU MEDICAL

 Raicare
MEDICAL

*Мы делаем Жизнь
лучше . . .*



Представительство в России: ООО МК «РЕАЛ КЭР»

111524, Россия, Москва, ул.Перовская-1

+7 (495) 780-74-88, 778-45-20, 234-57-31

+7 (967) 293-44-08, (926) 613-04-00

rklab2013@yandex.ru lab@int-med.ru

www.int-med.ru

 Raicare
MEDICAL

Добро пожаловать в Hongyu Medical

Каждый день, каждую минуту,
Hongyu Medical всегда стремится к совершенствованию.
Мы движемся только вперед.



Компания HONGYU Medical основана в 2001 году. HONGYU Medical ведущий производитель изделий медицинского назначения в Китае, предлагающий широкий спектр товаров и услуг для проведения лабораторных исследований, включая системы и микросистемы для взятия крови, системы для сбора мочи, а также сопутствующие принадлежности. Продукция компании экспортируется в более чем в 60 стран.

Миссия компании

обеспечивать высочайшее качество продукции, проводить научно-исследовательские работы и разрабатывать новую продукцию для более удобного и безопасного проведения лабораторных исследований. Наша работа направлена на улучшение здоровья и жизни людей.

ПЕРЕЧЕНЬ

- ♥ Вакуумные системы для взятия венозной крови
- ♥ Невакуумные системы для взятия крови
- ♥ Мини-пробирки для взятия капиллярной крови
- ♥ Инновации
- ♥ Мини-пробирки для взятия капиллярной крови (для центрифугирования)
- ♥ Системы для сбора мочи
- ♥ Контейнеры для сбора биоматериалов



Vacplus® Вакуумный сбор крови

R+care
MEDICAL



Пробирка без наполнителя красная/белая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110002	2110001	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120002	2120001	13x75мм	2мл	
2130002	2130001	13x75мм	3мл	
2140002	2140001	13x75мм	4мл	
2150002	2150001	13x75мм	5мл	
2450002	2450001	13x100мм	5мл	
2460002	2460001	13x100мм	6мл	
2470002	2470001	13x100мм	7мл	
3480002	3480001	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3490002	3490001	16x100мм	9мл	
341A002	341A001	16x100мм	10мл	



Пробирка с клот-активатором красная крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110012	2110011	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120012	2120011	13x75мм	2мл	
2130012	2130011	13x75мм	3мл	
2140012	2140011	13x75мм	4мл	
2150012	2150011	13x75мм	5мл	
2450012	2450011	13x100мм	5мл	
2460012	2460011	13x100мм	6мл	
2470012	2470011	13x100мм	7мл	
3480012	3480011	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3490012	3490011	16x100мм	9мл	
341A012	341A011	16x100мм	10мл	



Пробирка с ЭДТА ЭДТА К3, фиолетовая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110122	2110121	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120122	2120121	13x75мм	2мл	
2130122	2130121	13x75мм	3мл	
2140122	2140121	13x75мм	4мл	
2150122	2150121	13x75мм	5мл	
2450122	2450121	13x100мм	5мл	
2460122	2460121	13x100мм	6мл	
2470122	2470121	13x100мм	7мл	
3480122	3480121	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3490122	3490121	16x100мм	9мл	
341A122	341A121	16x100мм	10мл	



ЭДТА К2, фиолетовая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110112	2110111	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120112	2120111	13x75мм	2мл	
2130112	2130111	13x75мм	3мл	
2140112	2140111	13x75мм	4мл	
2150112	2150111	13x75мм	5мл	
2450112	2450111	13x100мм	5мл	
2460112	2460111	13x100мм	6мл	
2470112	2470111	13x100мм	7мл	
3480112	3480111	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3490112	3490111	16x100мм	9мл	
341A112	341A111	16x100мм	10мл	

R+care
MEDICAL

Vacplus®

Пробирка для коагулологии с цитратом натрия в концентрации 3,2%, голубая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2118132	2118131	13x75мм	1.8мл	пластиковая пробирка: 25шт./вакуумная упаковка, 1200шт./транспортная коробка; стеклянная пробирка: 100шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
2127132	2127131	13x75мм	2.7мл	
2136132	2136131	13x75мм	3.6мл	
2145132	2145131	13x75мм	4.5мл	
2445132	2445131	13x100мм	4.5мл	пластиковая пробирка: 20шт./вакуумная упаковка, 1200шт./транспортная коробка; стеклянная пробирка: 100шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
2454132	2454131	13x100мм	5.4мл	

с цитратом натрия в концентрации 3,8%, голубая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2118142	2118141	13x75мм	1.8мл	пластиковая пробирка: 25шт./вакуумная упаковка, 1200шт./транспортная коробка; стеклянная пробирка: 100шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
2127142	2127141	13x75мм	2.7мл	
2136142	2136141	13x75мм	3.6мл	
2145142	2145141	13x75мм	4.5мл	
2445142	2445141	13x100мм	4.5мл	пластиковая пробирка: 20шт./вакуумная упаковка, 1200шт./транспортная коробка; стеклянная пробирка: 100шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
2454142	2454141	13x100мм	5.4мл	
	4718141	10.25x47мм	1.8мл	100шт./штатив, 2400шт./транспортная коробка
	4727141	10.25x64мм	2.7мл	

Пробирка для определения СОЭ цитрат натрия в концентрации 3,8%, черная крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2116142	2116141	13x75мм	1.6мл	100шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
2124142	2124141	13x75мм	2.4мл	
2132142	2132141	13x75мм	3.2мл	
2140142	2140141	13x75мм	4мл	
2440142	2440141	13x100мм	4мл	100шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	1513141	8x120мм	1.28мл	
	1516141	8x120мм	1.6мл	
	VER1	штатив для пробирок с каталожным номером 1513141		
	VER2	штатив для пробирок с каталожным номером 1516141		индивидуальная упаковка, 20шт./транспортная коробка

Пробирка для определения глюкозы с фторидом натрия и натрий-гепарином, серая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110212	2110211	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120212	2120211	13x75мм	2мл	
2130212	2130211	13x75мм	3мл	
2140212	2140211	13x75мм	4мл	
2150212	2150211	13x75мм	5мл	
2450212	2450211	13x100мм	5мл	
2460212	2460211	13x100мм	6мл	
2470212	2470211	13x100мм	7мл	
3480212	3480211	16x100мм	8мл	
3490212	3490211	16x100мм	9мл	
341A212	341A211	16x100мм	10мл	

Пробирка с гепарином с натрий-гепарином, зеленая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110162	2110161	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120162	2120161	13x75мм	2мл	
2130162	2130161	13x75мм	3мл	
2140162	2140161	13x75мм	4мл	
2150162	2150161	13x75мм	5мл	
2450162	2450161	13x100мм	5мл	
2460162	2460161	13x100мм	6мл	
2470162	2470161	13x100мм	7мл	
3480162	3480161	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3490162	3490161	16x100мм	9мл	
341A162	341A161	16x100мм	10мл	

с литий-гепарином, зеленая крышка


Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110152	2110151	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120152	2120151	13x75мм	2мл	
2130152	2130151	13x75мм	3мл	
2140152	2140151	13x75мм	4мл	
2150152	2150151	13x75мм	5мл	
2450152	2450151	13x100мм	5мл	
2460152	2460151	13x100мм	6мл	
2470152	2470151	13x100мм	7мл	
3480152	3480151	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3490152	3490151	16x100мм	9мл	
341A152	341A151	16x100мм	10мл	

Пробирка с гелем с клот активатором и гелем, желтая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2110222	2110221	13x75мм	1мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2120222	2120221	13x75мм	2мл	
2130222	2130221	13x75мм	3мл	
2140222	2140221	13x75мм	4мл	
2450222	2450221	13x100мм	5мл	
2460222	2460221	13x100мм	6мл	
3470222	3470221	16x100мм	7мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3480222	3480221	16x100мм	8мл	
3490222	3490221	16x100мм	9мл	


Пробирка с ЭДТА и гелем с ЭДТА K2 и гелем, фиолетовая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2450252	2450251	13x100мм	5мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2460252	2460251	13x100мм	6мл	
3470252	3470251	16x100мм	7мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3480252	3480251	16x100мм	8мл	
3490252	3490251	16x100мм	9мл	



Пробирка со срединно-расположенным гелем с клот активатором и срединно-расположенным гелем, розовая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2130552	2130551	13x75мм	3мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2140552	2140551	13x75мм	4мл	
2450552	2450551	13x100мм	5мл	
2460552	2460551	13x100мм	6мл	
3470552	3470551	16x100мм	7мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3480552	3480551	16x100мм	8мл	
3490552	3490551	16x100мм	9мл	



Меньше времени и меньше усилий
сокращает время центрифугирования и уменьшает
величину ОЦС (относительная центробежная сила)

Пробирка с гепарином и гелем с гелем и литий-гепарином, зеленая крышка

Пластик	Стекло	Размер	Объем	Упаковка
2450242	2450241	13x100мм	5мл	100шт./штатив, 1200 шт./транспортная коробка
2460242	2460241	13x100мм	6мл	
3470242	3470241	16x100мм	7мл	100шт./штатив, 800 шт./транспортная коробка
3480242	3480241	16x100мм	8мл	
3490242	3490241	16x100мм	9мл	



&



Тип-1

Тип-2



ИГЛА ДВУСТОРОННЯЯ

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
12251 12321 12381	18Gx1" 18Gx1 1/4" 18Gx1 1/2"	Розовый	100шт./групповая упаковка, 5000шт./транспортная коробка
90251 90321 90381	20Gx1" 20Gx1 1/4" 20Gx1 1/2"	Желтый	
80251 80321 80381	21Gx1" 21Gx1 1/4" 21Gx1 1/2"	Зеленый	
70251 70321 70381	22Gx1" 22Gx1 1/4" 22Gx1 1/2"	Черный	
60251 60321 60381	23Gx1" 23Gx1 1/4" 23Gx1 1/2"	Голубой	



ИГЛА-БАБОЧКА

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
80912	21G x 3/4"	Зеленый	100шт./групповая упаковка, 2000шт./транспортная коробка / 100шт./групповая упаковка, 1200 шт./транспортная коробка
70912	22G x 3/4"	Черный	
60912	23G x 3/4"	Голубой	
50912	25G x 3/4"	Оранжевый	



ЛУЕР-АДАПТЕР

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
La100	21G	Зеленый	Упаковка навалом, 200шт. / групповая упаковка, 10000шт./ транспортная коробка
LA101	21G	Светло-зеленый	Индивидуальная упаковка, 100шт./групповая упаковка, 5000шт./транспортная коробка
LA102	20G	Белый	Упаковка навалом, 200шт. / групповая упаковка, 10000шт./ транспортная коробка
LA103	20G	Светло-зеленый	Индивидуальная упаковка, 100шт./групповая упаковка, 5000шт./транспортная коробка
La104	20G	Светло-зеленый	Упаковка навалом, 200шт. / групповая упаковка, 10000шт./ транспортная коробка
LA105	20G	Светло-зеленый	Индивидуальная упаковка, 100шт./групповая упаковка, 5000шт./транспортная коробка





ИГЛА-БАБОЧКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
80916	21G x 3/4"	Зеленый	35шт./групповая упаковка, 420шт./транспортная коробка
70916	22G x 3/4"	Черный	
60916	23G x 3/4"	Голубой	
50916	25G x 3/4"	Оранжевый	



ЛУЕР-АДАПТЕР С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
LAN01	21G	Зеленый	50шт./групповая упаковка, 1000шт./транспортная коробка
LAN03	20G	Белый	
LAN05	20G	Светло-зеленый	



ДЕРЖАТЕЛЬ

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
UH100	Универсальный	Прозрачный	200шт./групповая упаковка, 2000шт./транспортная коробка



ЖГУТ

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
AT100	Взрослый	Различный	50шт./групповая упаковка, 400шт./транспортная коробка
ST101	Детский	Различный	

БЕЗОПАСНАЯ ИГЛА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
80383	21G x 1 1/2"	Зеленый	100шт./штатив, 1800шт./транспортная коробка
70383	22G x 1 1/2"	Черный	

Двойная защита
100% безопасность




ИГЛА С ПРОЗРАЧНОЙ КАМЕРОЙ

Каталожный номер	Размер	Цвет	Упаковка
80384	21G x 1 1/2"	Прозрачный	100шт./групповая упаковка, 5000шт./транспортная коробка
70384	22G x 1 1/2"	Прозрачный	



НОВИНКА!

Инструкция по применению:



1. Наложите жгут на плечо.
2. Снимите белый защитный колпачок с иглы.
3. Вставьте иглу в держатель и плотно ее закрепите, снимите цветной колпачок.
4. Произведите венепункцию. Вставьте вакуумную пробирку в держатель, так чтобы игла проколола резиновую мембрану пробирки. Вакуум внутри пробирки обеспечит поступление необходимого количества крови в пробирку.
5. Подождите, пока кровь не заполнит пробирку до метки. Извлеките пробирку из держателя. Повторите процедуру №4, если необходимо взять кровь еще раз.
6. Для полного смешивания крови с реагентом, осторожно переверните пробирку 6-8 раз сразу же после взятия крови. НЕ ВСТРЯХИВАТЬ!
7. Поместите использованную иглу в специальный контейнер для сбора острого инструментария. Не закрывайте иглу колпачком!

ВНИМАНИЕ:

1. Объем взятой крови может отличаться в зависимости от высоты местности, температуры окружающего воздуха, атмосферного давления, срока хранения пробирки, венозного давления и техники наполнения.
2. Используйте перчатки, халаты, маски и другие средства индивидуальной защиты при работе с кровью для профилактики гемоконтактных инфекций.
3. Все стеклянные изделия потенциально могут разбиться. Внимательно проверьте перед использованием все стеклянные изделия на предмет повреждения, и примите меры предосторожности при обращении с ними.
4. Храните пробирки при температуре от +4 до +30°C; при хранении стеклянных пробирок, содержащих кровь, при температуре ниже 0°C, целостность пробирки может быть нарушена.
5. Избыточный или недостаточный объем пробы крови в пробирке может привести к неправильному соотношению объема крови и реагента и, соответственно, к ошибочным результатам анализа.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Ниже указаны возможные причины непригодности взятого образца крови.

1. Гемолиз крови.

- А. Клетки крови разрушены механическим воздействием при введении крови в пробирку с помощью шприца.
- Б. Длительное наложение жгута (более 1 минуты) приводит к механическому повреждению клеток крови и гемолизу.
- В. Встряхивание пробирки с образцом крови при смешивании или транспортировке.
- Г. Недостаточное количество крови может привести к тому, что концентрация реагента будет слишком высокой. Клетки крови гемолизируются в результате изменения осмотического давления.

2. Свертывание крови.

- А. Кровь не перемешали с реагентом сразу после взятия крови или недостаточно перемешали. Количество перемешиваний должно быть не менее 6-8 раз.
- Б. Избыточное количество крови при наполнении пробирки шприцем.

Шприц не рекомендован к использованию при работе с вакуумными системами.

НЕВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ



Невакуумная пробирка	Каталожный номер	Размер	Объем	Упаковка
Пробирка без наполнителя, красная крышка	2110003	13x75мм	1мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2120003		2мл	
	2130003		3мл	
	2140003		4мл	
	2150003		5мл	
	2450003	13x100мм	5мл	
2460003	6мл			
2470003	7мл			
Пробирка с клот- активатором С клот-активатором, красная крышка	2110013	13x75мм	1мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2120013		2мл	
	2130013		3мл	
	2140013		4мл	
	2150013		5мл	
	2450013	13x100мм	5мл	
2460013	6мл			
2470013	7мл			
Пробирка с гелем С клот-активатором и гелем, желтая крышка	2110223	13x75мм	1мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2120223		2мл	
	2130223		3мл	
	2140223		4мл	
	2450223	13x100мм	5мл	
	2460223		6мл	
Пробирка с цитратом натрия С цитратом натрия 3,8%, черная крышка	2116143	13x75мм	1.6мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2124143		2.4мл	
	2132143		3.2мл	
	2140143		4мл	
	2440143	13x100мм	4мл	100 наборов/групповая упаковка, 1000 наборов/транспортная коробка
	9880145	0.8мл Пипетка с градуировкой Штатив		
	9881506			
	NPE2			

Невакуумная пробирка	Каталожный номер	Размер	Объем	Упаковка
Пробирка с ЭДТА С ЭДТА.К3, фиолетовая крышка	2110123	13x75мм	1мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2120123		2мл	
	2130123		3мл	
	2140123		4мл	
	2150123		5мл	
	2450123	13x100мм	5мл	
Пробирка с ЭДТА С ЭДТА.К2, фиолетовая крышка	2460123		6мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2470123		7мл	
	2110113	13x75мм	1мл	
	2120113		2мл	
	2130113		3мл	
	2140113		4мл	
	2150113		5мл	
Пробирка с фторидом натрия С фторидом натрия и натрий-гепарином, серая крышка	2450113	13x100мм	5мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2460113		6мл	
	2470113		7мл	
	2110213	13x75мм	1мл	
Пробирка с гепарином С натрий-гепарином, зеленая крышка	2120213		2мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2130213		3мл	
	2140213		4мл	
	2150213		5мл	
Пробирка с гепарином С литий-гепарином, зеленая крышка	2450213	13x100мм	5мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2460213		6мл	
	2470213		7мл	
	2110163	13x75мм	1мл	
Пробирка с гепарином С литий-гепарином, зеленая крышка	2120163		2мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2130163		3мл	
	2140163		4мл	
	2150163		5мл	
Пробирка с гепарином С литий-гепарином, зеленая крышка	2450163	13x100мм	5мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2460163		6мл	
	2470163		7мл	
Пробирка с гепарином С литий-гепарином, зеленая крышка	2110153	13x75мм	1мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2120153		2мл	
	2130153		3мл	
	2140153		4мл	
	2150153		5мл	
Пробирка с гепарином С литий-гепарином, зеленая крышка	2450153	13x100мм	5мл	100 шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка
	2460153		6мл	
	2470153		7мл	

МИНИ-ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ



- ♥ Резиновая крышка с крестообразным клапаном
- ♥ Возможность использования с воронкой и капилляром
- ♥ Индивидуальная упаковка: 50шт./упаковка, 1200шт./транспортная коробка
Упаковка в штативе: 100шт./штатив, 1800шт./транспортная коробка



Мини-пробирка	Индивидуальная упаковка	Штатив	Объем
Пробирка без наполнителя, красная крышка	5020003 5025003 5050003 501A003	5120003 5125003 5150003 511A003	200мкл / 0.2мл 250мкл / 0.25мл 500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка с клот-активатором С клот-активатором, красная крышка	5020013 5025013 5050013 501A013	5120013 5125013 5150013 511A013	200мкл / 0.2мл 250мкл / 0.25мл 500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка с ЭДТА С ЭДТА.К3, фиолетовая крышка	5020123 5025123 5050123 501A123	5120123 5125123 5150123 511A123	200мкл / 0.2мл 250мкл / 0.25мл 500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка с ЭДТА С ЭДТА.К2, фиолетовая крышка	5020113 5025113 5050113 501A113	5120113 5125113 5150113 511A113	200мкл / 0.2мл 250мкл / 0.25мл 500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка для коагулологии С цитратом натрия 3,2%, голубая крышка	5050133 501A133	5150133 511A133	500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка для коагулологии С цитратом натрия 3,8%, голубая крышка	5050143 501A143	5150143 511A143	500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка для СОЭ С цитратом натрия 3,8%, черная крышка	5040143 5080143	5140143 5180143	500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка для глюкозы С фторидом натрия и натрий-гепарином, серая крышка	5020213 5025213 5050213 501A213	5120213 5125213 5150213 511A213	200мкл / 0.2мл 250мкл / 0.25мл 500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка с гепарином С литий-гепарином, зеленая крышка	5020153 5025153 5050153 501A153	5120153 5125153 5150153 511A153	200мкл / 0.2мл 250мкл / 0.25мл 500мкл / 0.5мл 1000мкл / 1мл
Пробирка с гелем С клот-активатором и гелем, желтая крышка	5050223 5080223	5150223 5180223	500мкл / 0.5мл 800мкл / 0.8мл
Пробирка с гепарином и гелем С литий-гепарином и гелем, зеленая крышка	5050243 5080243	5150243 5180243	500мкл / 0.5мл 800мкл / 0.8мл

ЛАНЦЕТ

Каталожный номер	Тип	Спецификация	Упаковка
FL2020	Лезвие (нержавеющая сталь)	--	200шт./групповая упаковка, 20000шт./транспортная коробка
TL1020	Игла	21G,23G,26G,28G,30G	100шт./групповая упаковка, 20000шт./транспортная коробка




БЕЗОПАСНЫЙ КОНТАКТНО-АКТИВИРУЕМЫЙ ЛАНЦЕТ

Каталожный номер	Спецификация	Глубина прокола	Цвет	Упаковка
PL2818	28G	1.8мм	Фиолетовый	100шт./групповая упаковка, 20000шт./транспортная коробка
PL2324	23G	2.4мм	Ярко-зеленый	
PL2618	26G	1.8мм	Желтый	
PL2124	21G	2.4мм	Темно-розовый	
PL2122	21G	2.2мм	Красный	
PL2128	21G	2.8мм	Розовый	
PL1818	18G	1.8мм	Зеленый	

БЕЗОПАСНЫЙ ЛАНЦЕТ С КНОПКОЙ

Каталожный номер	Спецификация	Глубина прокола	Цвет	Упаковка
BL2818	28G	1.8мм	Фиолетовый	100шт./групповая упаковка, 20000шт./транспортная коробка
BL2618	26G	1.8мм	Светло-желтый	
BL2624	26G	2.4мм	Желтый	
BL2122	21G	2.2мм	Оранжевый	
BL2118	21G	1.8мм	Красный	
BL2124	21G	2.4мм	Темно-розовый	
BL1818	18G	1.8мм	Ярко-зеленый	

Инструкция к применению:



Сделайте прокол в пальце, используя ланцет.

Выберите один из способов взятия крови в мини-пробирку:

А. С помощью капилляра
Вставьте капилляр в мини-пробирку через крестообразный клапан в резиновой крышке. Поднесите конец капилляра к месту прокола. Кровь начнет поступать в пробирку через капилляр за счет капиллярного эффекта. Наберите кровь до метки.

Б. С помощью воронки.
Вставьте воронку в крестообразный клапан резиновой крышки пробирки. Поднесите край воронки к месту прокола для поступления крови в мини-пробирку и наберите кровь до метки.

В. Самотеком
Откройте резиновую крышку, поднесите мини-пробирку под углом в 30 градусов к месту прокола и используйте край пробирки для заполнения пробирки до метки.

После взятия крови осторожно извлеките капилляр или воронку, крестообразный клапан крышки закроется. Аккуратно переверните пробирку 6-8 раз сразу после взятия крови.

ИННОВАЦИИ

Вакуумная пробирка с клот-активатором для малых объемов крови

- ⊗ Вакуумная пробирка для безопасного взятия крови, объемом от 0,5 мл до 1,0 мл
- ⊗ Применяется для определения концентрации билирубина, витамина С, фолиевой кислоты, порфиринов, креатининкиназы и других биохимических параметров;
- ⊗ Снижает ошибки на аналитическом этапе лабораторных исследований; увеличивает срок хранения пробы
- ⊗ Гарантирует удобство при центрифугировании

Каталожный номер	Размер	Объем	Упаковка
B405302	13x100мм	500мкл / 0.5мл	20шт./групповая упаковка,
B410302	13x100мм	1000мкл / 1мл	400шт./транспортная коробка



Мини-пробирка с цитратом натрия 5%

- ⊗ Анализ на сифилис
- ⊗ Мини-пробирка с капиллярами (объем капилляров 200мкл и 300 мкл)
- ⊗ Индивидуальная упаковка

Каталожный номер	Цвет	Объем	Упаковка
S050323	Голубой	375мкл / 0.375мл	50шт./групповая упаковка, 1000шт./транспортная коробка



МИНИ-ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ (для центрифугирования)

- ⊗ Размер 13x75мм
- ⊗ Удобство центрифугирования
- ⊗ Упаковка: 100шт./штатив, 1200шт./транспортная коробка

МИНИ-ПРОБИРКИ	Каталожный номер	Объем
Пробирка без наполнителя, красная крышка	9120003	200мкл / 0.2мл
	9125003	250мкл / 0.25мл
	9150003	500мкл / 0.5мл
	911A003	1000мкл / 1мл
Пробирка с клот-активатором С клот-активатором, красная крышка	9120013	200мкл / 0.2мл
	9125013	250мкл / 0.25мл
	9150013	500мкл / 0.5мл
	911A013	1000мкл / 1мл
Пробирка с ЭДТА С ЭДТА.К3, фиолетовая крышка	9120123	200мкл / 0.2мл
	9125123	250мкл / 0.25мл
	9150123	500мкл / 0.5мл
	911A123	1000мкл / 1мл
Пробирка с ЭДТА С ЭДТА.К2, фиолетовая крышка	9120113	200мкл / 0.2мл
	9125113	250мкл / 0.25мл
	9150113	500мкл / 0.5мл
	911A113	1000мкл / 1мл
Пробирка для коагулологии С цитратом натрия 3,2%, голубая крышка	9150133	500мкл / 0.5мл
	911A133	1000мкл / 1мл
Пробирка для коагулологии С цитратом натрия 3,8%, голубая крышка	9150143	500мкл / 0.5мл
	911A143	1000мкл / 1мл
Пробирка для СОЭ С цитратом натрия 3,8%, черная крышка	9140143	500мкл / 0.5мл
	9180143	1000мкл / 1мл
Пробирка для глюкозы С фторидом натрия и натрий-гепарином, серая крышка	9120213	200мкл / 0.2мл
	9125213	250мкл / 0.25мл
	9150213	500мкл / 0.5мл
	911A213	1000мкл / 1мл
Пробирка с гепарином С литий-гепарином, зеленая крышка	9120153	200мкл / 0.2мл
	9125153	250мкл / 0.25мл
	9150153	500мкл / 0.5мл
	911A153	1000мкл / 1мл
Пробирка с гелем С гелем и клот-активатором, желтая крышка	9150223	500мкл / 0.5мл
	9180223	800мкл / 0.8мл
Пробирка с гепарином и гелем С гелем и литий-гепарином, зеленая крышка	9150243	500мкл / 0.5мл
	9180243	800мкл / 0.8мл



Системы для сбора мочи

- ♥ Пластиковый контейнер для сбора мочи и вакуумная пробирка обеспечивают безопасность медперсонала.
- ♥ Стерильный контейнер для сбора мочи имеет шкалу с градуировкой до 120 мл.
- ♥ Контейнер для сбора мочи с герметично закручивающейся крышкой минимизирует риск контаминации пробы.
- ♥ Вакуумная пробирка для сбора мочи обеспечивает точное взятие необходимого объема мочи.
- ♥ Безопасная конструкция обеспечивает надежную транспортировку взятого образца, исключая контакт с ним.



Контейнер для сбора мочи, с градуировкой

Каталожный номер	Объем	Цвет	Упаковка
891203	120мл	Желтый	Индивидуальная упаковка, 200 шт./транспортная коробка

Принадлежности для женщин

W8903	--	Голубой	
-------	----	---------	--

Вакуумная пробирка для сбора мочи

Без наполнителя, желтая крышка, пластик

Каталожный номер		Размер	Объем	Упаковка
Круглая	Коническая			
3480008	3480007	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800шт./транспортная коробка
3490008	3490007	16x100мм	9мл	
341A008	341A007	16x100мм	10мл	

С борной кислотой, желтая крышка, пластик

Code		Размер	Объем	Упаковка
Круглая	Коническая			
3480288	3480287	16x100мм	8мл	100шт./штатив, 800шт./транспортная коробка
3490288	3490287	16x100мм	9мл	
341A288	341A287	16x100мм	10мл	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Наберите мочу до метки стерильного контейнера и закройте крышку.
- Снимите защитный стикер с крышки контейнера.
- Вставьте пробирку для сбора мочи в адаптер контейнера до упора, моча начнет поступать в пробирку.
- Дождитесь поступления мочи до контрольной метки пробирки.
- Извлеките наполненную пробирку из адаптера.
- Пробирку с наполнителем переверните 6-8 раз сразу после заполнения.
- Наклейте защитный стикер на крышку контейнера после использования.
- Утилизируйте контейнер для сбора мочи согласно требованиям для медицинских учреждений.

При использовании пробирок для сбора мочи без наполнителя рекомендуется проводить анализ сразу после отбора пробы.

Пробирка для сбора мочи без наполнителя применяется в случаях, когда не требуется консервация образца.

В пробирках для сбора мочи с борной кислотой возможно хранение образца до 12 часов без охлаждения.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА БИОМАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ЗАМЕТОК:



Контейнер для сбора мочи

Каталожный номер		Объем	Материал	Упаковка
Инд. Упаковка	Упаковка Навалом			
991203	981203	120мл	Полипропилен	200шт./транспортная коробка / 500 шт./транспортная коробка
990803	980803	80мл	Полипропилен	400шт./транспортная коробка / 1000 шт./транспортная коробка
990603	980603	60мл	Полипропилен	500 шт./транспортная коробка
990553	980553	50мл	Полипропилен	500 шт./транспортная коробка
990403	980403	40мл	Полипропилен	800 шт./транспортная коробка
990304	980304	30мл	Полистирол	500 шт./транспортная коробка

Контейнер для сбора кала и мокроты

Каталожный номер		Объем	Материал	Упаковка
Инд. Упаковка	Упаковка Навалом			
790603	780603	60мл	Полипропилен	500 шт./транспортная коробка
790303	780303	30мл	Полистирол	500 шт./транспортная коробка
690303	680303	30мл	Полипропилен	1200 шт./транспортная коробка
590403	580403	40мл	Полипропилен	800 шт./транспортная коробка